



Σετ αντιδραστηρίων, σκληρότητα (ολική), προχοΐδα, LR

Αρ. προϊόντος:

2447600

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Σετ αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό της ολικής σκληρότητας με τη μέθοδο τιτλοδότησης προχοΐδας ManVer 2 (μέθοδος Hach 8226). Μέθοδος αποδεκτή από την EPA. Εύρος μέτρησης: 0 - 2.500 mg/L ως CaCO₃. Περιέχει: Ρυθμιστικό διάλυμα (σκληρότητα 1), φακελάκια με σκόνη δείκτη σκληρότητας ManVer 2 και τιτλοδότη EDTA (TitraVer) 0,0200 N για περίπου 100 τεστ.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8226
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Σετ αντιδραστηρίων, προχοΐδα, LR
Εύρος μέτρησης :	0 - 2500 mg/L CaCO ₃
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση EDTA
Παράμετρος :	Σκληρότητα (Ολική)