



Σετ αντιδραστηρίων, σκληρότητα (ολική), προχοΐδα, HR

Αρ. προϊόντος:

2447700

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Σετ αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό της ολικής σκληρότητας με τη μέθοδο τιτλοδότησης με προχοΐδα ManVer 2. Εύρος μέτρησης: 100 - 25.000 mg/L ως CaCO₃. Περιέχει: Ρυθμιστικό διάλυμα (σκληρότητα 1), φακελάκια με σκόνη δείκτη σκληρότητας ManVer 2 και τιτλοδότη EDTA (TitraVer) 0,200 N για περίπου 100 τεστ.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8222
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Σετ αντιδραστηρίων, προχοΐδα, HR
Εύρος μέτρησης :	100 - 25000 mg/L CaCO ₃
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση EDTA
Παράμετρος :	Σκληρότητα (Ολική)