



Σετ αντιδραστηρίων, χώνευση φωσφόρου

Αρ. προϊόντος:

2459000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για χώνευση υπερθειικού οξέος σε δείγματα για προσδιορισμό ολικού φωσφόρου (φωσφορικών) με φωτομετρικές μεθόδους της Hach. Απαιτεί πρόσθετα αντιδραστήρια για τη μέτρηση του δραστικού φωσφόρου που παράγεται από τη χώνευση. Το σετ περιλαμβάνει φακελάκια υπερθειικού καλίου σε σκόνη, διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (5,0 N) και θειικό οξύ (5,25 N). Περίπου 100 τεστ.

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8190
Εύρος μέτρησης :	0.06-3.50 mg/L
Κατηγορία:	Reagent Set
Όργανο :	Όλα