



Σετ αντιδραστηρίων, διοξείδιο του πυριτίου, HR, δείγματα 5 mL, 100 τεστ

Αρ. προϊόντος:

2462300

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε υψηλό εύρος μέτρησης με τη μέθοδο Silicomolybdate. Για κιτ οπτικών τεστ που απαιτούν δείγμα 5 mL. 100 τεστ

Προδιαγραφές

Package size UOM:	5ml
Αριθμός δοκιμών :	100
Ειδικά χαρακτηριστικά :	HR, 5 mL, 100 τεστ
Εύρος μέτρησης :	5 mL
Όνομα μεθόδου :	Silicomolybdate