



Filter holder, easy pressure syringe, PALL

Αρ. προϊόντος:

246800

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Pack of 6 filter holders. Accepts 25 mm filter discs for fast filtration of 1-10 mL of sample.

Fits most standard syringes with Luer-type fittings

Made of POM plastic with type-316 stainless steel membrane support screen

Autoclavable

Seal plugs included

Single filter PN 246801.

Προδιαγραφές

Διάμετρος, εξωτερική : 25 mm

Μονάδες μέτρησης: PK 6