



Flask, Erlenmeyer, wide mouth, 125 mL, Subdivisions 50 mL

Αρ. προϊόντος:

2489443

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Graduated glass flask with wide mouth for easier titrations. Reinforced tops with round finish provide maximum strength. Durable graduations indicate approx. volume. Stopper not included.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Υλικό :

Glass Wide Mouth

Χωρητικότητα :

125 mL