



Flask, Erlenmeyer, wide mouth, 1000 mL, Subdivisions 250 mL

Αρ. προϊόντος: 2489453

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Graduated glass flask with wide mouth for easier titrations. Reinforced tops with round finish provide maximum strength. Durable graduations indicate approx. volume. Stopper not included.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:	1 each
Υλικό :	Glass Wide Mouth
Χωρητικότητα :	1000 mL