



Filter, membrane, black, pore size 0.45 µm, diameter 47 mm, 200/pk, w/out pads

Αρ. προϊόντος:

2490300

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Provides contrast for microbiological and particulate analysis. Modified polyethersulfone creates dark background for excellent contrast useful in enumerating opaque colonies and light-covered particulate. White grid line aids enumeration. Certified for membrane filtration analysis. Sterile and individually packaged. Pore size 0.45 µm. Diameter: 47 mm.

Προδιαγραφές

Filter Type:	Filter
Διάμετρος :	47 mm
Μέγεθος πόρου :	0.45 µm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	200 /pk
Υλικό :	Modified polyethersulfone