



Φιάλη, δειγματοληψία, προαποστειρωμένη, στρογγυλή, 12/συσκ.

Αρ. προϊόντος: 2495012

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προαποστειρωμένες φιάλες από πολυστυρένιο, μίας χρήσης, διαφανείς, μη φθορίζουσες, ανθεκτικές στη θραύση, με πόματα. Οι φιάλες έχουν γραμμή πλήρωσης 100 mL και χωρητικότητα 175 mL. Φιάλες που χρησιμοποιούνται με μέσο που περιέχει MUG ή άλλο φθορίζον αντιδραστήριο. Λειτουργεί καλά με αμπούλες ζωμού P-A και μέσο PathoScreen.

Προδιαγραφές

Dechlorinating Agent?:	Όχι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	12/pk