



Κυψελίδα δείγματος: Τετράγωνη, γυάλινη, 1", 10 mL αντιστοιχισμένο σετ των 8

Αρ. προϊόντος:

2495408

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρέχεται ως αντιστοιχισμένο σετ 8 κυψελίδων.

Χρήση σε συνδυασμό με τα φασματοφωτόμετρα της Hach

Τα φασματοφωτόμετρα της Hach, οι χημείες και οι μέθοδοι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων σας.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

8 /συσκ.

Υποσημείωση :

Με την αγορά του φασματοφωτομέτρου DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 ή DR 2700 παρέχεται 1 ζεύγος κυψελίδων.