



Στατώ, για δοκιμαστικά σωληνάρια, από πολυαιθυλένιο, 13 mm (εξωτερική διάμετρος (O.D.)), με 90 οπές

Αρ. προϊόντος:

2497900

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Το στατώ των ενενήντα θέσεων διαθέτει ένα ειδικό μείγμα πολυπροπυλενίου που βυθίζεται στο νερό, διασφαλίζοντας ότι τα στατώ δεν θα επιπλεύσουν κατά τη βύθιση. Μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο. Μπορεί να στοιβαχθεί και να αποστειρωθεί σε κλίβανο. Συνολικές διαστάσεις: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5 ίντσες).

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	13 mm
Διάταξη σωλήνων μέτρησης:	6 x 15
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Υποδοχές σωλήνων μέτρησης:	90