



Δοκιμαστικό σωληνάριο, στατώ, πολυαιθυλένιο, 16 mm (εξωτερική διάμετρος), 60 οπές

Αρ. προϊόντος:

2497901

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Το στατώ των εξήντα θέσεων διαθέτει ένα ειδικό μείγμα πολυπροπυλενίου που βυθίζεται στο νερό, διασφαλίζοντας ότι τα στατώ δεν θα επιπλεύσουν κατά τη βύθιση. Μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο. Μπορεί να στοιβαχθεί και να αποστειρωθεί σε κλίβανο. Συνολικές διαστάσεις: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5 ίντσες). Το χρώμα ενδέχεται να διαφέρει.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	16 mm
Διάταξη σωλήνων μέτρησης:	5 x 12
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Υποδοχές σωλήνων μέτρησης:	60