



Στατώ για δοκιμαστικούς σωλήνες/MPN, από πολυαιθυλένιο, 20 mm (εξωτερική διάμετρος), 40 οπές

Αρ. προϊόντος:

2497902

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Το στατώ των σαράντα θέσεων διαθέτει ένα ειδικό μείγμα πολυπροπυλενίου που βυθίζεται στο νερό, διασφαλίζοντας ότι τα στατώ δεν θα επιπλεύσουν κατά τη βύθιση. Μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο. Μπορεί να στοιβαχθεί και να αποστειρωθεί σε κλίβανο. Συνολικές διαστάσεις: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5 ίντσες).

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	20 mm
Διάταξη σωλήνων μέτρησης:	4 x 10
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Υποδοχές σωλήνων μέτρησης:	40