



Δοκιμαστικό σωληνάριο, στατώ, πολυαιθυλένιο, 20 mm (εξωτερική διάμετρος), 20 οπές

Αρ. προϊόντος:

2497912

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Το στατώ των είκοσι θέσεων διαθέτει ένα ειδικό μείγμα πολυπροπυλενίου που βυθίζεται στο νερό, διασφαλίζοντας ότι τα στατώ δεν θα επιπλεύσουν κατά τη βύθιση. Μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο. Μπορεί να στοιβαχθεί και να αποστειρωθεί σε κλίβανο. Συνολικές διαστάσεις: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5 ίντσες). Το χρώμα ενδέχεται να διαφέρει.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	20 mm
Διάταξη σωλήνων μέτρησης:	4 x 5
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Υποδοχές σωλήνων μέτρησης:	20