



Διάλυμα ORP 200 mV, 3,5 L

Αρ. προϊόντος: 25M2A1001-123
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Διάλυμα αναφοράς ORP που χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση αισθητήρα ORP (σε επανασφραγιζόμενη πλαστική φιάλη).

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	200 mV
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	3,5 L
Όργανο :	Ψηφιακός διαφορικός αισθητήρας ORP
Παράμετρος :	ORP