



Filter, glass fiber, pore size 1.2 μm , diameter 21 mm, 100/pk

Αρ. προϊόντος:

2551600

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Standard filter for the clarification and monitoring of water and wastewater.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	21 mm
Μέγεθος πόρου :	1.2 μm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /pk
Υλικό :	Glass Microfiber