



Sample container, 120 mL, pk/250

Αρ. προϊόντος: 2552212
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Plastic, leak-proof. Corning Snap Seal offers a non-sterile, leak-proof, attached cap container for field use in sampling water, soils, and sludge. Locking device helps prevent accidental opening of sample; container closes with patented sealing mechanism so sample won't leak.

Προδιαγραφές

Διάμετρος, εξωτερική :	45 mm (approx)
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	250 /pk
Χωρητικότητα :	120 mL - 250/pk