



Ρύγχη πιπετών για πιπέτα Tensette 1970010, αποστειρωμένα, 1,0 - 10,0 mL, 50 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος: 2558996

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Ρύγχη πιπετών για μοντέλο πιπέτας Tensette της Hach 1,0 - 10,0 mL. Συσκευασία των 50. Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένα.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

50 /συσκ.