



Αντιδραστήριο, TanniVer 3, ταννίνη-λιγνίνη, 100 mL MDB

Αρ. προϊόντος:

256032

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για προσδιορισμό της ταννίνης και της λιγνίνης με τη μέθοδο της τυροσίνης

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

100

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όνομα μεθόδου :

Τυροσίνη