



Be Right™



Σετ αντικατάστασης εργαστηριακών αναλώσιμων κολοβακτηριοειδών MEL/MPN

Αρ. προϊόντος: 2580200

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Σετ αντικατάστασης αναλώσιμων: 50 προαποστειρωμένοι βρόχοι ενοφθαλμισμού, 50 προαποστειρωμένες πιπέτες των 10 mL και 100 προαποστειρωμένοι σάκοι Whirl-Pak.