



## pH Paper, 0 - 14 pH Range, 100 tests

Αρ. προϊόντος:

2601300

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Provides a simple, fast, economical method of pH measurement. Obtain accurate results in weakly buffered, turbid and lightly colored samples. Measures 0 - 14 pH.

**Test Strips are great for quick evaluations of pH levels in the lab or in the field**

**Easy to use, disposable, and inexpensive!**

---

### Προδιαγραφές

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Αριθμός δοκιμών :           | 100                                              |
| Αριθμός μεθόδου :           | 10056                                            |
| Εύρος μέτρησης :            | 0 - 14 pH units                                  |
| Κατηγορία:                  | Test Strip                                       |
| Μικρότερα βήματα ανάλυσης : | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Μονάδες μέτρησης:           | 100 tests                                        |
| Παράμετρος :                | pH                                               |