



Filter, membrane, pore size 0.2 μm , diameter 47 mm, 200/pk (Gelman)

Αρ. προϊόντος:

2618800

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

For isolation and enumeration of stressed organisms (*Pseudomonas* species). High retention and flow rate. Certified for use in membrane filtration analysis. White polyethersulfone media. STerile and individually packaged. Pore size: 0.2 μm . Diameter: 47mm.

Προδιαγραφές

Filter Type:	Filter
Διάμετρος :	47 mm
Μέγεθος πόρου :	0.2 μm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	200 /pk
Υλικό :	Polyethersulfone