



Sample vial, 120 mL w/out thiosulfate, 200/pk

Αρ. προϊόντος:

2634002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

120 mL sterile, hinged-cap vials meet all EPA requirements for microbiology sampling. Collection, incubation, and accurate reading can all be done in the vial without a transfer step. 100 mL raised fill line. Polypropylene.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	43 mm
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Sample Vial, without Thiosulfate
Μήκος :	93 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	200/pk
Χωρητικότητα :	Fill line at 100 mL ($\pm$ 2.5 mL)