



Pipet, volumetric, class A, certified, 5 mL, 6/pk

Αρ. προϊόντος:

2636167

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Glass Class A pipets serialized and calibrated “To Deliver”. Each comes with Certificate of Identification and Capacity. Marked with an “A” to designate compliance to ASTM E969.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 6 /pk

Χωρητικότητα : 5 mL