



Πιπέτα, ογκομετρική, Κατηγορίας Α, πιστοποιημένη, 25 mL, 6 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος: 2636170

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Γυάλινες πιπέτες Κατηγορίας Α που έχουν σειριοποιηθεί και βαθμονομηθεί "για διανομή". Έκαστη συνοδεύεται από πιστοποιητικό ταυτοποίησης και χωρητικότητας. Σήμανση "Α" για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με το πρότυπο ASTM E969.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	6 /συσκ.
Χωρητικότητα :	25 mL