



Cylinder, Graduated, 1000 mL, Certified

Αρ. προϊόντος: 2636253
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Certified Class A, this glass cylinder is calibrated "to deliver" according to ASTM E542 & E1272. Serialized and traceable to NIST standards (includes Certificate of Identification and Capacity). Single metric scale in white marking. Bumper guard included for all sizes ≥ 25 mL.

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Deliver
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class A
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Μονό μετρικό
Ύψος :	465 mm
Χωρητικότητα :	1000 mL