



Buret, Class A, Glass, 10 mL

Αρ. προϊόντος:

2636538

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Glass, funnel-fill buret. Certified Class A (ASTM Specification E287) with permanent serial number and certificate for NIST traceability. PTFE stopcock does not require grease. Dust cap included. 10 mL buret meets requirements for potentiometric titrations (ASTM D664).

Προδιαγραφές

Ειδικά χαρακτηριστικά :

Buret

Σώμα υλικού:

Class A Glass

Χωρητικότητα :

10 mL