



Δακτύλιος, υποστήριγμα

Αρ. προϊόντος:

2656300

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Κατασκευή από χυτοσίδηρο με επιψευδαργυρωμένο φινίρισμα. Η απόσταση από το κέντρο του δακτυλίου έως το κέντρο του σφιγκτήρα είναι 108 mm (4,25").

Προδιαγραφές

I. D.:	100 mm
Διάμετρος, εξωτερική :	114 mm
Μήκος :	178 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη