



Iron (Ferrous) Color Disc Test Kit, Model IR-18C, 0-7 mg/L

Αρ. προϊόντος:

2667200

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



The most accurate visual test kit method, Hach color discs provide fast, accurate comparisons. Range: 0-7 mg/L. Contains 100 tests.

Simple, fast, color disc method

Rugged test kit contains all required reagents and apparatus to perform analysis in the field

Προδιαγραφές

Parameter:	Iron Ferrous
Smallest increment:	0.2
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	High Single Range
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	IR-18C
Μοντέλο σετ μέτρησης :	IR-18C
Όνομα μεθόδου :	Color disc/ 1,10 Phenanthroline
Παράμετρος :	Iron, medium range - As Fe ²⁺ (ferrous iron)
Τύπος :	Μονό μετρικό
Τύπος θήκης :	B