



Filter, glass fiber, pore size 1 μ m, diameter 47 mm, 100/pk

Αρ. προϊόντος:

2676600

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Made from 100% borosilicate glass fibers. Filters the finest particles from HPLC solvents or TLCP extracts.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	47 mm
Μέγεθος πόρου :	1 μ m
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /pk
Υλικό :	Glass Microfiber