



Φυσίγγιο (σταθεροποιημένου) θειοθειικού νατρίου ψηφιακού τιτλοδότη, 2,26 N

Αρ. προϊόντος:

2686901

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Για τον προσδιορισμό του υποχλωρικού (λευκαντικό) με τιτλοδότηση με ψηφιακό τιτλοδότη. Μέθοδος Hach 10100. Εύρος: 5 - 15% Cl_2 (50 - 150 g/L Cl_2). Σταθεροποιημένο σκεύασμα θειοθειικού νατρίου. 2,26 N Ψηφία x 0,5 = g/L Cl_2 σε δείγμα 0,2 mL

Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σάς επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40 - 100
Εύρος μέτρησης :	50 - 150 g/L Cl_2
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	Ιωδομετρική μέθοδος
Παράμετρος :	Υποχλωρικό
Τιτλοδότης :	2,26 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$