



Σετ αντιδραστηρίων (HR), υποχλωρικό (λευκαντικό), ψηφιακός τιτλοδότης

Αρ. προϊόντος:

2687000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για τον προσδιορισμό του υποχλωρικού (λευκαντικό) με τιτλοδότηση με ψηφιακό τιτλοδότη. Μέθοδος Hach 10100. Εύρος: 5 - 15% Cl_2 (50 - 150 g/L Cl_2). Σταθεροποιημένο σκεύασμα θειοθειικού νατρίου.

Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σας επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	10100
Εύρος μέτρησης :	5 - 15 % Cl_2
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης