



Κιτ δευτερογενούς προτύπου αντιδραστηρίου γέλης SpecCheck - Φθοριούχα, 0 - 2,0 mg/L F

Αρ. προϊόντος:

2712500

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπα αντιδραστήρια σε μορφή gel, έτοιμα για χρήση, για διακρίβωση οργάνων στο εργαστήριο και σε επιτόπιες μετρήσεις.

Το σετ περιέχει τέσσερα φιαλίδια πληρωμένα με γέλες που προσομοιώνουν το χρώμα της δοκιμής σε διάφορες συγκεντρώσεις.

Προδιαγραφές

Όνομα μεθόδου :

SPADNS

Όργανο :

Όλα εκτός από τη σειρά DR/3000,

DR 900 και DR/800

Συγκέντρωση :

0 - 2,00 mg/L F