



Σταγονόμετρο, πολυαιθυλενίου, 5,0 mL, 20/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

2749320

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Αναλώσιμες, διάφανες πιπέτες μεταφοράς. Κατασκευασμένες από άθραυστο LPDE. Αδρανείς σε βιολογικά υγρά και τα περισσότερα οξέα. Μπορούν να σφραγιστούν, να καταψυχθούν ή να αποστειρωθούν με αέριο.