



Πρότυπο διάλυμα φθοριούχων, 5,0 mg/L ως F (NIST), 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2797149

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισμούς φθοριούχων

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Περιγραφή :

Πρότυπο διάλυμα φθοριούχου

Συγκέντρωση :

5,0 mg/L F⁻