




Παρασκευασμένα τρυβλία άγαρ m-ColiBlue24, συσκ./15

Αρ. προϊόντος:

2805215

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Ζωμός m-ColiBlue24

Ζωμός m-ColiBlue24, Τρυβλία άγαρ

Τα έτοιμα για χρήση μέσα της Hach εξαλείφουν τα βήματα μέτρησης, ανάμειξης και αποστείρωσης σε αυτόκαυστο που είναι απαραίτητα για την παρασκευή αφυδατωμένων μέσων. Σε 24 ώρες, ο Ζωμός m-ColiBlue24 της Hach σάς παρέχει ταυτόχρονα αποτελέσματα για τα ολικά κολοβακτηρίδια και τα *E. coli*. Οι γυάλινες αμπούλες (26084-20), οι πλαστικές αμπούλες (260845-00), οι φιάλες των 100 mL (26084-42) του m-ColiBlue24 και τα τρυβλία άγαρ (28052-15) προσφέρουν μέγιστη διάρκεια ζωής και ευχρηστία για προμετρημένα και παρασκευασμένα μέσα. Απαρίθμηση ολικών κολοβακτηριδίων και *E. coli* σε ένα τρυβλίο petri. Διεξαγωγή δοκιμών έκτακτης ανάγκης και παρακολούθησης ρουτίνας. Ανώτερη ευαισθησία - 1 CFU/100mL. Εύκολη διαφοροποίηση αποικιών - το κόκκινο και το μπλε υποδεικνύουν τα ολικά κολοβακτηρίδια και το μπλε προσδιορίζει τα *E. coli*. Βέλτιστη ανάκτηση καταπονημένων και τραυματισμένων οργανισμών. Ελαχιστοποίηση ανάπτυξης υποβάθρου μη κολοβακτηριοειδών βακτηρίων. Εξάλειψη ειδικού εξοπλισμού και λυχνίας υπεριώδους ακτινοβολίας. Με τον έτοιμο για χρήση Ζωμό m-ColiBlue24, απολαμβάνετε τα εξής πλεονεκτήματα:

24ωρη ανίχνευση και αναγνώριση

Ο Ζωμός m-ColiBlue24 της Hach ανιχνεύει και αναγνωρίζει ταυτόχρονα τόσο τα ολικά κολοβακτηρίδια όσο και τα *Escherichia coli* (*E. coli*). Ο χρόνος επώσης είναι 24 ώρες για πλήρη απαρίθμηση. Δεν υπάρχει βήμα επιβεβαίωσης.

Εύκολη ανάγνωση

Το m-ColiBlue24 διευκολύνει τη διαφοροποίηση μεταξύ των κολοβακτηριδίων και των *E. coli*—τα *E. coli* είναι μπλε, τα άλλα κολοβακτηρίδια είναι κόκκινα, τα ολικά κολοβακτηρίδια είναι το άθροισμα των δύο. Είναι τόσο απλό.

Εύκολη ερμηνεία

Το m-ColiBlue24 δεν απαιτεί λυχνίες φθορισμού ή συγκριτές χρώματος—η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω εύκολης, οπτικής αναγνώρισης.

Μεγαλύτερη ακρίβεια

Απαριθμήστε τα αποτελέσματα δοκιμών απευθείας με το Ζωμό m-ColiBlue24. Το m-ColiBlue24 είναι πολύ πιο ορθό και ακριβές σε σύγκριση με τις δοκιμές που βασίζονται στη στατιστική, όπως είναι η ο Πλέον πιθανός αριθμός (MPN) και η Ζύμωση πολλαπλών σωλήνων (MTF).1,2,3

Μικρότερο κόστος

Το m-ColiBlue24 προσφέρει την καλύτερη αξία για ένα εγκεκριμένο από την EPA, 24ωρο μέσο για την απαρίθμηση των ολικών κολοβακτηριδίων και των *E. coli*. Επιπλέον, η Hach Company όχι μόνο προσφέρει την ολοκληρωμένη λύση, αλλά επίσης ειδικά πακέτα έκπτωσης σε μέτρα, τρυβλία Petri, μεμβράνες και εξοπλισμό διήθησης.

Προδιαγραφές

Media Type: m-ColiBlue

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 15 /συσκ.

Υλικό : Πλαστικό