



Πλαστικές αμπούλες, ζωμός ψευδομονάδων, συσκ./50

Αρ. προϊόντος: 2812250
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Πλαστικές αμπούλες ζωμού ψευδομονάδων, 2 mL. Για ανίχνευση ειδών ψευδομονάδων, συσκ./50.

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε νερό ψυχαγωγίας

Η Hach προσφέρει διάφορα μέσα και συσκευές που καλύπτουν όλες τις ανάγκες δοκιμών σας για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε υγρά απόβλητα

Η Hach έχει παρασκευάσει μέσα και πρακτικές συσκευές για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των δοκιμών σε υγρά απόβλητα και μη πόσιμο νερό.

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε πόσιμο νερό

Όποια μέθοδο και αν επιλέξει ο πελάτης για την εξέταση δειγμάτων πόσιμου νερού, η Hach έχει παρασκευάσει μέσα και πρακτικές συσκευές για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση των δοκιμών.

Προδιαγραφές

Media Type:	Pseudomonas Broth
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 /συσκ.
Υλικό :	Πλαστικό