



Πρότυπο ελέγχου ποιότητας ανόργανων ουσιών για πόσιμο νερό, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2833049

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπο ελέγχου ποιότητας ανόργανων ουσιών για πόσιμο νερό. Έτοιμο για χρήση. Δεν απαιτείται αραίωση. Το πολυπαραμετρικό πρότυπο περιλαμβάνει τα εξής: Φθοριούχα: 1 mg/L F^- , Νιτρικά: 2 mg/L NO_3^- -N, Φωσφορικά: 2 mg/L PO_4^{3-} , Θειικά: 50 mg/L SO_4^{2-} . Φιάλη των 500 mL.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Περιγραφή :

Πόσιμο νερό, ανόργανες ουσίες, πολυπαραμετρικό πρότυπο ΠΕ

Συγκέντρωση :

Φθοριούχα 1 mg/L F^-