



Πρότυπο ποιοτικού ελέγχου απαιτούμενου οξυγόνου, συσκ./16 - Αμπούλες Voluette των 10 mL

Αρ. προϊόντος: 2833510

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Έτοιμο για χρήση - δεν απαιτούνται αραιώσεις. Πρότυπο ποιοτικού ελέγχου απαιτούμενου οξυγόνου. BOD - 396 mg/L. COD - 617 mg/L. TOC - 245 mg/L.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Περιγραφή :

Απαιτούμενο οξυγόνο, πολυπαραμετρικό πρότυπο ΠΕ

Συγκέντρωση :

BOD σε 396 mg/L