



Πρότυπο ποιοτικού ελέγχου μετάλλων για πόσιμο νερό, υψηλό εύρος, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2833649

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Έτοιμο για χρήση - δεν απαιτούνται αραιώσεις. Το πολυπαραμετρικό πρότυπο περιλαμβάνει τα εξής: Χαλκός: 2,5 mg/L Cu, Σίδηρος: 1,5 mg/L Fe, Μαγγάνιο: 5 mg/L Mn. Φιάλη των 500 mL

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Περιγραφή :

Μέταλλα, πόσιμο νερό (υψηλό εύρος), πολυπαραμετρικό πρότυπο ΠΕ

Συγκέντρωση :

Χαλκός 2,5 mg/L Cu