



Πρότυπο ποιοτικού ελέγχου μετάλλων για πόσιμο νερό, χαμηλό εύρος, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2833749

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έτοιμο για χρήση - δεν απαιτούνται αραιώσεις. Το πολυπαραμετρικό πρότυπο περιλαμβάνει τα εξής: Χαλκός: 1 mg/L Cu, Σίδηρος: 0,3 mg/L Fe, Μαγγάνιο: 0,1 mg/L Mn. Φιάλη των 500 mL.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Περιγραφή :

Μέταλλα, πόσιμο νερό (χαμηλό εύρος), πολυπαραμετρικό πρότυπο ΠΕ

Συγκέντρωση :

Χαλκός: 1,0 mg/L Cu