



Tube, Culture, 16 x 100 mm, 396/pk

Αρ. προϊόντος:

2899300

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Caps (**SOLD SEPARATELY** PN 2241106) have a firmly bonded silicone rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	16 mm
Μήκος :	100 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	396 pk
Χωρητικότητα :	Capacity to Neck 11 mL