



Cylinder, graduated, double metric, 250 mL

Αρ. προϊόντος: 2928303
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

These glass pyrex graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Deliver
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class A
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Διπλό μετρικό
Ύψος :	340 mm
Χωρητικότητα :	250 mL