



Be Right™



Carrier tray Hach

Αρ. προϊόντος:

2938300

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνήστε για την ημερομηνία αποστολής

Steam autoclavable, polypropylene molded tray has built-in handle for easy carrying of reagents or laboratory ware using one hand.

Προδιαγραφές

Product size: 14.9 x 9.4 x 4.5 " (378 x 239 x 114 mm)

Βάθος : 4.5 Inches

Μήκος : 378 mm

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 1 each