



Disposable BOD bottle, 300 mL

Αρ. προϊόντος:

2943101

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Single 300 mL disposable BOD bottle without stopper. Plastic bottle is EPA approved for BOD measurement.

Box of 100 bottles available under article number 2943100. Plastic stoppers (25 pack) available under article number 2943900. Glass stoppers (quantity of 1) available under article number 190901.

Προδιαγραφές

Body Material:	Plastic
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Υλικό :	PET
Χωρητικότητα :	300 mL