



Δοχεία, αλουμινίου, 105 mm, 100 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος:

2943226

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Ανταλλακτικά δοχεία αλουμινίου, 105 mm, 100 τμχ./συσκ. Για τη συσκευή συστημάτων Xenosep SPE.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 /συσκ.