



Bottle stoppers BOD, acrylic, 25/pk

Αρ. προϊόντος:

2943900

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Plastic stoppers for 60 and 300 mL glass or plastic BOD bottles. 25/pk.

Oxygen will not diffuse in or out of sample

Unbreakable

Προδιαγραφές

Αριθμός μεθόδου :	8043
Μονάδες μέτρησης:	25/pk
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	25 /pk