



Μικροπιπέτα σταθερού όγκου, 5 μ L

Αρ. προϊόντος:

2946001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Η μικροπιπέτα διαθέτει διανομέα εμβόλου δύο σταδίων, ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια και ορθότητα στις τεχνικές αναρρόφησης και διευκολύνει τη διανομή της τελευταίας σταγόνας. Το μοναδικό κωνικό άκρο είναι συμβατό με ρύγχη από μικροπιπέτες και εξαιρετικά λεπτές μικροπιπέτες. Κάθε μικροπιπέτα μπορεί να αποστειρωθεί πλήρως σε αυτόκαυστο και διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Περιλαμβάνει ένα ρύγχος πιπέτας. Πρόσθετα ρύγχη πιπετών πωλούνται ξεχωριστά.

Προδιαγραφές

Ακρίβεια :	1,5 %
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Χωρητικότητα :	5 μ L