



Μικροπιπέτα σταθερού όγκου, 100 µL

Αρ. προϊόντος:

2946006

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Η μικροπιπέτα διαθέτει διανομέα εμβόλου δύο σταδίων, ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια και ορθότητα στις τεχνικές αναρρόφησης και διευκολύνει τη διανομή της τελευταίας σταγόνας. Το μοναδικό κωνικό άκρο είναι συμβατό με ρύγχη από μικροπιπέτες και εξαιρετικά λεπτές μικροπιπέτες. Κάθε μικροπιπέτα μπορεί να αποστειρωθεί πλήρως σε αυτόκαυστο και διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Περιλαμβάνει ένα ρύγχος πιπέτας. Πρόσθετα ρύγχη πιπετών πωλούνται ξεχωριστά.

Προδιαγραφές

Ακρίβεια :	0,3 %
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Χωρητικότητα :	100 µL