



Πρότυπο διάλυμα νιτρικού αργύρου, 0,0141 N, 1 L

Αρ. προϊόντος:

31653

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Τιτλοδότης νιτρικού αργύρου για τον προσδιορισμό χλωριούχων με τιτλοδότηση με προχοΐδα. Μέθοδος Hach 8225. Χρησιμοποιεί φακελάκια με σκόνη δείκτη χλωριούχων 2 (Αρ. κατ. 105766) για τη σηματοδότηση του τελικού σημείου. Φιάλη 1 λίτρου.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός μεθόδου :	8225
Εύρος μέτρησης :	500 - 25000 Cl ⁻
Εύρος μέτρησης (2):	0 - 500 mg/L Cl ⁻
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση νιτρικού αργύρου